




ИНСТРУКЦИЯ

для конвертирования **АНДИАГ® 2005** → **АНДИАГ® 2009**


1. Конвертирование происходит **ТОЛЬКО** на сервере! За время конвертирования программа АНДИАГ на всех компьютерах должна быть закрыта.
2. До начала установки **АНДИАГ® 2009** нужно переименовать папку **anddiag** (версия 2005) в **Anddiag2005**



3. Загрузите инсталляционный пакет **Install-Anddiag2009.exe** и выполните пункты 1-5, как указано в инструкции для установки.



4. Скачайте программу **Convertor.exe** и копируйте её в папке **\Anddiag2005**.






Эдлинай Ко

Менеджмент и оптимизация ветеринарного бизнеса, программное обеспечение

Тел. + 7 (495) 772 3295
Факс: +7 (495) 3812140
e-mail: pppaskov@mail.ru
<http://www.edlinay.com>
ICQ: 231-712-745

5. Запустите **Convertor.exe** и дождитесь окончания процесса. **Прерывать процесс после его старта категорически нельзя!**



На финале процесса, когда он дойдет до пересылки изображений (рентген, УЗИ и т.д.) нужно указать путь к тому месту, куда установили папку с **АНДИАГ® 2009**.

Эта необходимость продиктована тем, что новый **АНДИАГ® 2009** ставится не на фиксированном устройстве, а по выбору пользователя. Поэтому и **Конверту** не откуда знать – куда перенести файлы и папки с изображениями, если не будет указано вручную.

Кнопки слева и справа имеют только сервисный характер, для разработчиков, если понадобится их помощь. Пользователям не рекомендуется нажимать эти кнопки.

Если есть поврежденные или отсутствующие файлы в **АНДИАГ® 2005**, возможна остановка процесса конвертирования. Если это произойдет, выбирайте (продолжайте с) "Cancel".

Если не смотря на этот Cancel процесс продолжить не возможно, обратитесь к Координатору:

+7(495)7723295, pppaskov@mail.ru, **ICQ:** 237-712-745, **skype:** plamen_paskov.